

BROOKLYN

Déambulateur compact



- Très compact, grâce au double pliage
- Très léger
- Facile à replier en levant l'assise
- Design élégant

N°ARTICLE: FD88601-T

Brooklyn

(sac et sangle dorsale inclus dans le prix)

■ Poids: 8 kg

FICHE TECHNIQUE

- Poids: 8 kg
- Lo/La/Ha: 69,6/61,5/83-95 cm
- Largeur de l'assise: 46,2 cm
- Lo/La/Ha replié: 81x25,5x43 cm
- Distance entre les poignées: 48,4 cm
- Hauteur de l'assise: 55 cm
- Profondeur de l'assise: 25 cm
- Diamètre des roues: 19,3 cm
- Poids max: 136 kg
- Livré avec sac et sangle dorsale



ACCESSOIRES



Porte-canne pour Brooklyn & Manhattan

N°ARTICLE: SBFPJ001

Mobio®
aides ergonomiques & design

Hillarestraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
TVA BE0599 878 088

BANQUE BE06 0017 5063 8822
GEBABEBB