

# CARBON ULTRALIGHT

Déambulateur en carbone ultra léger

## Carbon Ultralight

(sac "Weekend" ou "Organiser" inclus dans le prix)



Couleurs disponibles:



**NOIR AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504001101  
LARGE: 5713504000289

**NOIR AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504000142  
LARGE: 5713504000203  
COMPACTE: 5713504001644



**ROUGE AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504001125  
LARGE: 5713504000302

**ROUGE AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504000166  
LARGE: 5713504000272  
COMPACTE: 5713504001668



**BLANC AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504001118  
LARGE: 5713504000296

**BLANC AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504000159  
LARGE: 5713504000265  
COMPACTE: 5713504001651



**BLEU AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504002825  
LARGE: 5713504002863

**BLEU AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504002801  
LARGE: 5713504002849  
COMPACTE: 5713504002887



**VERT AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504002832  
LARGE: 5713504002870

**VERT AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504002818  
LARGE: 5713504002856  
COMPACTE: 5713504002894



**OR CHAMPAGNE AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504004584  
LARGE: 5713504004669

**OR CHAMPAGNE AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504004560  
LARGE: 5713504004645  
COMPACTE: 5713504004683



**ROSE PASTEL AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504004188  
LARGE: 5713504004065

**PASTEL ROSE AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504004140  
LARGE: 5713504004102  
COMPACTE: 5713504004027



**BLEU PASTEL AVEC GRAND SAC**  
STANDARD: 5713504004195  
LARGE: 5713504004072

**PASTEL BLEU AVEC PETIT SAC**  
STANDARD: 5713504004157  
LARGE: 5713504004119  
COMPACTE: 5713504004034

- Ultra léger
- Poignées ergonomiques vers l'avant pour marcher plus proche du déambulateur
- Facile à replier à une main
- Pneus en PUR absorbant les chocs
- Très maniable
- Pratique sur terrain accidenté
- Disponible en taille large
- Disponible en huit couleurs

## FICHE TECHNIQUE

	Standard	Large	Compacte
■ Poids		4,8 kg	
■ Largeur x profondeur	62 x 67	67 x 67	60 x 67
■ Hauteur des poignées	80-95	80-95	78-90
■ Hauteur de l'assise	61 cm	61 cm	57 cm
■ Largeur de l'assise	42 cm	47 cm	41 cm
■ Poids max		130 kg	
■ Diamètre des roues		20 cm	
■ Largeur pliée		25 cm	

## ACCESSOIRES



**Sangle dorsale**  
STANDARD & COMPACTE:  
5713504000319  
LARGE: 5713504000111



**Porte-canne**  
N°ARTICLE:  
GAUCHE: 5713504000555  
DROITE: 5713504000128



**Grocery Bag**  
N°ARTICLE: 5713504000210  
■ La/Lo/H: 37,5/12/34



**Weekend Bag**  
N°ARTICLE: 5713504000586  
■ La/Lo/H: 38/17/35



**Organiser Bag**  
STANDARD: 5713504000548  
LARGE: 5713504000098  
■ La/Lo/H: 35-39/10,5/20



**Touch up pen**  
N°: 5713504002016 (NOIR)  
N°: 5713504002030 (BLANC)  
N°: 5713504002023 (ROUGE)  
N°: 5713504003242 (BLEU)  
N°: 5713504003259 (VERT)  
N°: 5713504004201 (ROSE P.)  
N°: 5713504004218 (BLEU P.)  
N°: 5713504004591 (OR CH.)



**Housse de transport**  
N°ARTICLE: 5713504001590



**Porte-gobelet**  
N°ARTICLE: 5713504004829



**Elastique de verrouillage**  
N°ARTICLE: 5713504001927