

# LET'S MOVE

*Déambulateur fonctionnel et élégant*



## Let's Move gris

(sac inclus dans le prix)

N°ARTICLE: TCLMO202



## Let's Move noir

(sac inclus dans le prix)

N°ARTICLE: TCLMO201

■ Poids: 5,4 kg

- Assise pour se reposer
- Facile à replier
- Très maniable

## FICHE TECHNIQUE

- Poids: 5,4 kg
- Largeur: 58 cm
- Hauteur: 78-93 cm
- Hauteur de l'assise: 60 cm
- Dimensions d'assise: 38 x 16,5 cm
- Poids max: 130 kg
- Volume de sac: 25 litres
- Charge max du sac: 12 kg
- Diamètre des roues: 20 cm
- Livré avec sac

## ACCESSOIRES



### Plateau


N°ARTICLE: TCLFYTR0479



### Lampe

N°ARTICLE: TCOUTST0162

■ Dimensions: 40,5x25 cm




### Sangle dorsale

N°ARTICLE: TCOUTBBBL0123



### Porte-canne (droit uniquement)

N°ARTICLE: TCLM315



### Housse de transport

N°ARTICLE: TCOUTCB0125



### Sac de luxe (non compris)

N°ARTICLE NOIR: L0121  
N°ARTICLE BRUN: L0151

# Mobio®

aides ergonomiques & design

Hillarestraat 20  
9160 Lokeren

info@mobio.be  
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23  
TVA BE0599 878 088

BANQUE BE06 0017 5063 8822  
GEBABEBB