

FAUTEUIL RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

Cagliari

RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

Le confort en couleur !

POINTS FORTS

- Un dossier muni « d'oreillettes » pour un meilleur maintien latéral
- Revêtement nouvelle génération avec traitement déperlant pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme retardant au feu EN1021-1 (test de la cigarette) (Explications p3)
- Conforme aux exigences « Reach » de non utilisation de substances chimiques nocives ou potentiellement dangereuses pour la santé et l'environnement dans les traitements du revêtement.
- Assise confort : ressort anti-affaissement avec ressorts ensachés hélicoïdaux verticaux recouvert d'une mousse de polyuréthane 40kg/m³
- Version 1 moteur avec mécanisme Variodiff pour bénéficier de la position TV (Explications p10)



TISSU EASYCLEAN (Explications p3)



TAUPE
RÉF. 209-29
RÉF. 210-29
(2 MOTEURS)

GRIS CLAIR
RÉF. 209-34
RÉF. 210-34
(2 MOTEURS)

BORDEAUX
RÉF. 210-35
(2 MOTEURS)



JAUNE AURORE
RÉF. 210-36
(2 MOTEURS)

BLEU PÉTROLE
RÉF. 210-37
(2 MOTEURS)



Explications p3



Explications p10




Explications p9



Adapté pour les personnes


>1.65M
À <1.80
MAXI 110KG

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement du mur : 65 cm

POSITIONS



**Découvrez également nos aides & solutions pour le confort et l'autonomie des séniors à la maison (univers de la chambre et de la cuisine, équipements de la salle de bain) et notre gamme mobilité (scooters pour personnes à mobilité réduite).
Demandez votre catalogue !**



www.medtrade.fr

