



DUO
DIVISYS

Vivre à deux le plus longtemps possible mais en respectant les envies de chacun, se reposer, lire, manger ou dormir.

Personnaliser votre confort de vie. Position transat, semi-assis ou à plat

 ≤ 270kg



34 à 74 cm



Jusqu'à 70°



CODE LPPR 6231746



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

Prise en charge LPPR

Lit médical spécifique pour un patient présentant une perte de son autonomie motrice transitoire ou définitive associée à un besoin en raison de sa vie à deux (lit double)

Lit médical, lit spécifique, achat, lit et accessoires; code 6231746. forfait pour achat d'un lit sur présentation d'un devis dans la limite de 1030 € ttc (sans PLV). L'ordonnance du médecin précise le besoin de vie à deux.

Photos non contractuelles



LES + PRODUIT

LE LIT DUO DIVISYS A ÉTÉ CONÇU

- Pour préserver l'autonomie et l'intimité des personnes handicapées.
- Pour améliorer l'ergonomie, des soignants et des aidants.
- Pour procurer du confort et du bien-être aux utilisateurs.



Sommier à Lattes bois (en Option)



Deux télécommandes infra-rouge (en Option)

| Désignation | | DUO DIVISYS |
|------------------|-----------|---|
| Sommier | | 140 x 200 cm / 160 x 200 cm |
| Relève-jambes | | Version C : inclinaison de 14° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère |
| Capacité levage | | Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg |
| Roues | | Ø 100 mm |
| Motorisation | | LINAK IP 66 |
| Poids dispositif | Version C | 114,5kg / Version P : 124,5kg |
| | Version C | 120,5kg / Version P : 128,5kg |

OPTIONS

