



FICHE PRODUIT

Désignation du produit



Code article :

EURO 3000 LM Fortissimo

Famille :

Lits médicalisés pour adultes

Description :

Lit médicalisé électrique pour adultes, ou enfants de 135kg de plus de 12ans et /ou de plus de 146cm
Disponible en largeurs 90-110-120-140-160

Usage revendiqué :


Lit pour adulte à usage domestique ou pour collectivité.
 Utilisation intérieure.
 Conforme norme NF EN 601.2.52
 Pour les environnements 2, 3, 4 et 5
 Evaluation de conformité par APAVE Sudeurope

Classe du dispositif : Classe I

Garantie produit :

6 ans contre tout vice de fabrication
 6 ans pack moteur

Durée de vie : 10 ans



Lire les fiches instructives fournies avec le produit

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Sommier : 2050 x 904 (LM 90)
- Sommier : 2050 x 1104 (LM 110)
- Sommier : 2050 x 1204 (LM 120)
- Sommier : 2050 x 1404 (LM 140)
- Sommier : 2050 x 1604 (LM 160)

- Hauteur variable LM 90 : 320 à 700
- Hauteur variable LM 110 : 330 à 810
- Hauteur variable LM 120 : 330 à 810
- Hauteur variable LM 140 : 330 à 810
- Hauteur variable LM 160 : 380 à 720

- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1004
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1204
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1304
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1504
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1704

Description technique

- Lit à hauteur variable électrique : 320mm à 700mm
- Lit à hauteur variable électrique : 330mm à 810mm
- Lit à hauteur variable électrique : 380mm à 720mm
- Sommier à 2 potences : lattes ABS.
: grilles
: lattes bois (larg. 90-110-120)

- Relève buste électrique.
- Relève jambes.
- Option relève jambes électriques à plicature
- Barrières de lits Securis 3 : référence BL3180.
- 4 roues au Ø100 à frein.
- Option freinage centralise.
- Condamnation par télécommande à clé mécanique.
- Charge maxi : 400kg.
- 220v – 50Hz.
- Facteur de service : 10%.

Poids du produit :

92 – 130 KG

Date de 1ère mise sur le marché :

Mars 2001

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Vignette CE