

FORMENTERA



REVÊTEMENT

Tissu type microfibre 100% polyester (450gr/m²)
Test Martindale résistance à l'abrasion : 20 000 tours



Gris Clair
 (Réf. 204-22)
 3701183204229*



Gris Foncé
 (Réf. 204-24)
 3701183204243*



€TTC

Eco-participation = €TTC

GARANTIES

- Châssis métal fixe = 2 ans
- Moteur(s) = 2 ans
- Mécanisme / structure bois = 2 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture

- **Assise** : Ressorts type NOSAG + ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 40g/m³
- **Dossier** : fibres nylon Suspension : Ressorts type NOSAG ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 40g/m³
- **Accoudoirs** : Rembourrage mousse

Structure

- Métal et bois

Pièces Electriques CE

- **Transformateur** : AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 1.8 A
- **Vérin** 24V / 72 W
 Moteur principal 6000 N
 Moteur dossier : 4000 N
- **Télécommande** 4 boutons presseoir

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Continuité assise repose pieds

Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale


INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chinoise • Poids : 45 kg
Distributeur en France : Medtrade SAS

POSITIONS




DIMENSIONS EN CM. + 0U - 2CM



Ecartement** du mur : 50 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



(* : Code EAN)

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))