

KOMPACT 4 PLUS

Pour votre confort, des équipements de série de la catégorie supérieure !



Siège pivotant avec accoudoirs relevables et escamotables pour faciliter les transferts
Réglage d'avancée ou de recul de l'assise confort avec dossier réglable en inclinaison et appui tête réglable en hauteur



Amortisseurs avant et arrière



Port USB à l'arrière de la colonne de direction



Éclairage avant et arrière



Rétroviseurs

Points forts

- Le bon rapport prix/performances.
- Siège et accoudoirs confort multi réglages.
- **Suspension par amortisseurs avant et arrière.**
- Clignotants avant et arrière de série
- Vide poche et panier avant.
- Guidon ergonomique et commande double préhension.
- Éclairage et rétroviseurs de série

Données techniques

• Longueur totale	130cm
• Largeur totale	65cm
• Rayon de Braquage	140cm
• Garde au sol	Maxi 8cm (5,5cm sous moteur)
• Hauteur repose pieds/sol	16cm
• Hauteur assise/sol	58 à 63cm
• Hauteur assise/repose pieds	42 à 47cm
• Assise skai facilitant les transferts (largeur x profondeur)	48 x 45,5cm
• Hauteur du dossier Rabattable /assise	50cm
• Poids maximum supporté	140kg
• Poids batteries	2 x 11kg
• Poids du siège avec les accoudoirs	18,5kg
• Poids total	93kg
• Batteries	2 x 12V-38Ah
• Puissance	500W
• Autonomie maximale cumulée*	33km**
• Vitesse ajustable jusqu'à	8,6km/h
• Dimensions (cm) des roues avant et arrière	260x85 (Av et Ar)

* : explications page 3

** : conditions = 75 kg à 24°C sur terrain plat stabilisé

Équipements optionnels

Housse de protection, ceinture de sécurité, panier arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne), sacoche de dossier, pack Confort (présentation de ces accessoires p12)

COULEUR

