

MONTLHERY 550

Confortable et maniable, équipé de batteries de 50 ampères.



COLORIS

VOUS APPRÉCIEZ

La douceur de son amortissement grâce à ses suspensions confort avant et arrière.



POINTS FORTS

- Guidon antidérapant forme «delta» pour de multiples combinaisons de prise en main
- Kit Eclairage complet : feux et clignotants avant et arrière
- Siège confort ergonomique réglable en hauteur et pivotant pour faciliter l'embarquement équipé de sa ceinture de sécurité Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison - dossier haut et rabattable à inclinaison réglable avec appui tête réglable en hauteur - réglage avancée recul du siège
- Porte gobelets/mini bouteilles à l'arrière de la colonne de direction
- Colonne de direction réglable en inclinaison
- Panier avant et 2 rétroviseurs

DONNÉES TECHNIQUES

· Longueur totale	123cm
· Largeur totale	62cm
· Plateau d'embarquement	41 cm
· Garde au sol au plus haut	7.6cm
· Rayon de braquage	125cm
· Dimensions du siège (larg x prof.)	46cm x 46cm
· Poids maximum supporté	135kg
· Poids sans batteries	57kg
· Poids total	85kg
· Batteries	2x 12V 50Amp
· Puissance	550W à 5600tr/min
· Autonomie maximale cumulée	30* km
· Vitesse ajustable jusqu'à	10-12**km/h
· Diamètre des roues avant et arrière (pneus + chambre à air)	32cm

* explications page 3

** version 12 km/h en option

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Panier arrière, coffre arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne), porte cannes latéral, porte déambulateur (présentation de ces accessoires p11)