

# CAGLIARI



## REVÊTEMENT

Tissu 100% polyester

Revêtement nouvelle génération « Anti Stain » avec traitement déperlant pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ époungon absorbant),

Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette)

Test Martindale résistance à l'abrasion: 20 000 tours



**Taupe**  
(Réf. 209-29)  
3701183209293\*



**Gris clair**  
(Réf. 209-34)  
3701183229345\*

## €TTC

Eco-participation = €TTC

### GARANTIES

- Châssis métal fixe = 2 ans
- Moteur(s) = 2 ans
- Mécanisme / structure bois = 2 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

### COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

#### Suspension et garniture

- **Assise** : Ressorts type NOSAG + ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 40g/m<sup>3</sup>
- **Dossier** : Fibres nylon
- **Accoudoirs** : Rembourrage mousse

#### Structure

- Métal et bois

#### Pièces Electriques CE

- **Transformateur** AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 1.8A
- **Vérin** : 24V / 72 W 6000 N
- **Télécommande** 2 boutons

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Continuité assise repose pieds
- Dossier muni d'oreillettes pour un meilleur maintien latéral de la tête


Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale

### INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT


Fabrication : Chinoise • Poids : 49 kg

Distributeur en France : Medtrade SA

### POSITIONS



### DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement\*\* du mur : 65 cm

### ADAPTÉ POUR LES PERSONNES

