

# EMERAUDE



## REVÊTEMENT

**Composition** : 100% polyester

**Martindale** : résistance à l'abrasion >30 000 tours

**Spécificités** : Revêtement Nouvelle génération EasyClean, déperlant (« traitement Téflon ») pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette)  
Super résistant (norme usage intensif)



**Gris**  
(Réf. 207-33)  
3701183207336\*



**Marron**  
(Réf. 207-28)  
3701183207282\*

## €TTC

Eco-participation = €TTC

## GARANTIES

- Châssis métal fixe = **2 ans**
- Moteur(s) = **2 ans**
- Mécanisme / structure bois = **2 ans**
- Transformateur / Télécommande = **2 ans**

## COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

### Suspension et garniture

- **Assise** : Ressorts type « Nosag » + ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 28 kg/m<sup>3</sup>
- **Dossier** : ressorts type Nosag + mousse de polyuréthane de densité 24 kg/m<sup>3</sup>
- **Accoudoirs** : Rembourrage mousse

### Structure

- Métal et bois

### Pièces Electriques CE

- **Transformateur** : AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 1.8 A
- **Vérin** : 24V / 72 W 6000 N
- **Télécommande** : 2 touches presseoir

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Continuité assise repose pieds
- Coussin Cale reins

Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale
	Table d'appoint spéciale fauteuil


## INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

**Fabrication** : Chinoise • Poids : 49 kg  
**Distributeur en France** : Medtrade SAS


## POSITIONS



## DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



## ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



Ecartement\*\* du mur : 10 cm

(\* : Code EAN)

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(\*\* : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))